

ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਬਾਹਰੀ ਡੀਫਿਬਰਿਲੇਟਰ (AED)

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ AED ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਲਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ AED ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਲਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ

- ਨਿਰੀਖਣ ਦੀ ਚੈਕਲਿਸਟ ਬਣਾਓ
 - ਨਿਰੀਖਣ ਦਾ ਸਿਡਿਊਲ ਬਣਾਓ
 - ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਮੁਰੰਮਤ, ਜਾਂ ਬਦਲ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੋ
- ਨੋਟ: ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਚੈਕਲਿਸਟ ਅਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਿਡਿਊਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨਿਰੀਖਣ

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਓਦੋਂ ਕੁਝ AED ਬੀਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲੈਸ਼ਿੰਗ ਵਿਜੂਅਲ ਸਟੇਟਸ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣ ਦੇ ਤਹਿਤ AED ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਅਸਥਾਨ

AED ਨੂੰ ਇੱਜ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:

- ਵਾਧੂ-ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਅਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ
- AED ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚਿੰਨ੍ਹ
- ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ
- ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਚਾਰ ਫੁੱਟ ਉੱਤੇ



ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਾਹਰਲਾ ਹਿੱਸਾ

- ਸਾਫ਼, ਨੁਕਸਾਨ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੁੱਟ-ਭੱਜ ਤੋਂ ਮੁਕਤ
- ਹਰਾ ਸਟੇਟਸ ਇੰਡੀਕੇਟਰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ AED ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲੀਆ ਸਵੈ-ਜਾਂਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ
- ਟੈਂਪਰ ਸੀਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ

*ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਂਪਰ ਸੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਹੋਰ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਹਿੱਸਾ

- ਪੈਡਸ
 - » ਆਪਣੇ ਪੈਕੇਜ ਵਿੱਚ ਸੀਲਬੰਦ
 - » ਆਪਣੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
- *ਪੈਡਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਿਰਮਾਤਾ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਦਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਦੋ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।
- ਕੇਬਲਾਂ
 - » ਦਰਾੜਾਂ, ਕੱਟ, ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ
- ਬੈਟਰੀ
 - » ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ
- *ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਲਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੇ ਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੋ।
- ਸਹਾਇਕ ਉਪਕਰਨ
 - » ਕੈਂਚੀ, ਰੇਜ਼ਰ, ਜਾਲੀਦਾਰ ਪੱਟੀ, ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਈਪ, CPR ਮਾਸਕ, ਪੱਟੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹਨ

ਜੇਕਰ ਡਿਵਾਈਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਡਿਵਾਈਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਰਾਬੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

AED ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੌਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਕੋਈ ਵੀ AED ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ!

AED ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?

ਇੱਕ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਬਾਹਰੀ ਡੀਫਿਬਰਿਲੇਟਰ ਕਾਰਡੀਅਕ ਅਰੈਸਟ ਤੋਂ ਪੀੜਤ, ਬੇਹੋਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਹ ਨਾ ਲੈਣ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ 'ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਵਾਈਸ ਸਮਾਰਟ ਹੈ - ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਝਟਕਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ!

(ਜਾਰੀ)



» RISK. PROFESSIONALLY MANAGED.

ਫ਼ੋਨ: 204-632-6600 | ਈਮੇਲ: info@rpmsafety.ca | ਵੈੱਬ: www.rpmsafety.ca

25 Bunting Street, Winnipeg, MB R2X 2P5

ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਬਾਹਰੀ ਡੀਫਿਬਰਿਲੇਟਰ (AED)

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ AED ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋਵੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ, ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਲਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਦੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

AED ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ?

*ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (911) ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਸਟ ਏਡਰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਭੇਜੋ। AED ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਾ ਕਰੋ; ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।



AED ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਮਾਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਮੁੱਢਲੇ ਚਰਚਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਕੇ AED ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ:

1. ਪਾਵਰ ਚਾਲੂ ਕਰੋ, ਢੱਕਣ ਖੋਲ੍ਹੋ ਜਾਂ ਪਾਵਰ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ।
 - AED ਵੌਇਸ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।
 - ਸਪਸ਼ਟ, ਸਧਾਰਨ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰੋ।
2. AED ਦੇ ਪੈਡਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਲਗਾਓ।
 - ਕਪੜੇ ਉਤਾਰੋ।
 - ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਰੇਜ਼ਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ (ਸਿਰਫ਼ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਡਸ ਲੱਗਦੇ ਹਨ)।
 - AED ਦੇ ਪੈਡਸ ਖੋਲ੍ਹੋ।
 - AED ਦੇ ਪੈਡਸ 'ਤੇ ਚਿੱਤਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ; ਪੈਡਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਓ ਜਿਵੇਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
3. ਜੇਕਰ ਵੌਇਸ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਕ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਓ। ਜੇਕਰ ਝਟਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੱਕ CPR ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ।

ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਨਿਯਮ

ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵਿਵਸਾਇਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ (OHS) ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ AED ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਡੀਫਿਬਰਿਲੇਟਰ ਪਬਲਿਕ ਐਕਸੈਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ AED ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜਨਤਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ।

ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਜਨਤਕ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ AED ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾਈ 911 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। AED ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚੇਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ AED ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? RPM ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ!

ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਭਾਰੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ RPM ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ AED ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸੌਖਾ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਵੀਡੀਓ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। [ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ](#) (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ)

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਵੈ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਈ-ਲਰਨਿੰਗ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ [Workplace Inspection Training](#) (ਕਾਰਜ ਅਸਥਾਨ ਨਿਰੀਖਣ ਸਿਖਲਾਈ (ਸਿਰਫ਼ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ)) ਕੋਰਸ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਨਿਰੀਖਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਬਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ RPM ਕੋਰਸ ਸਿਰਫ਼ RPM ਰਜਿਸਟਰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ RPM ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਨਤਾ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੰਮ ਮੈਨੀਟੋਬਾ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ RPM ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ!



RPM. RISK. PROFESSIONALLY MANAGED.

ਫ਼ੋਨ: 204-632-6600 | ਈਮੇਲ: info@rpmsafety.ca | ਵੈੱਬ: www.rpmsafety.ca

25 Bunting Street, Winnipeg, MB R2X 2P5